

美国 Thermo Multiskan MK3 全自动酶标仪

- 电脑控制，中文界面，液晶显示；配 RS232 接口、打印接口
可编程、储存、删改程序和曲线及各种参数，可存 64 个程序
- 酶标/酶标动力学/紫外/凝集 4 种功能，整板孔间统计分析
- 每次操作仪器自动检测、校准；震板装置
- CUT OFF 定性处理、震动时间、程序任意调节
- 任意设置空白孔、阴性、弱阳性、阳性对照孔

型号	MK3
速度	2 秒/96 孔
滤光片	8 位片轮，标配 405、450、492、630nm4 块滤光片
检测器	8 道检测头
波长范围	340-750nm 单双波长设定（紫外可选）
分辨率	0.001Abs
吸光度范围/精度	0.000-3.500Abs/±0.5% (0-1.5Abs)



美国 Thermo Wellwash 4 MK2 全自动洗板机

- 独特的同轴套管洗头，确保清洗顺利，残液量少
- 8 道及 12 道可更换清洗头，清洗能力强
- 拥有专利的磁性托盘减少磨损及故障
- 自动关机装置保证使用寿命更长
- 用户自行选择/设置洗板程序，使操作更简便

型号	MK2
洗头及针位控制	可选 8 通道、12 通道；水平和垂直控制
工作周期	连续或暂停；0-60 秒
可调流量	150-1000 μl / 孔 / 秒
浸泡周期/循环次数	1-10 分钟 / 1-15 次
分配 / 残留量(96 孔)	0-750 μl/孔；< 2 μl/孔的残流量
自限工作压力	15-20mL
适合酶标板类型	可清洗 U、V、平底板、96 孔板或条形板



另有其它型号可选:

Ascent 酶标仪



Wellwash Plus 洗板机

